

ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP sterile

- Isopropanol gemäß der Europäischen Pharmakopöe
- Hergestellt mit Wasser WFI oder gereinigtem Wasser
- Gefiltert bei 0,2µm
- Doppelverpackung
- Radiosterilisiert
- Endotoxingehalt $\leq 0,25$ UI/ml
- Den europäischen Normen entsprechende Wirkungen
- Steril und haltbar für 3 Jahre



INDIKATIONEN

Schnelle Desinfektion von Herstellungsmaterialien und Räumlichkeiten in der Pharmaindustrie für Zonen mit kontrollierter Atmosphäre (Klassen A und B).

ZUSAMMENSETZUNG

Propan-2-ol: CAS- Nr. 67-63-0 -700mg/g (Qualität gemäß Europäischer Pharmakopöe), gereinigtes Wasser (Qualität gemäß Europäischer Pharmakopöe) für Aerosole oder WFI (Qualität gemäß Amerikanischer Pharmakopöe) für die übrigen Zubereitungen.

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

Bakterizid in 5 min, 20°C (EN 1276, EN 13697).
Fungizid in 15 min, 20°C (EN1650, EN 13697).

Biozidwirkung auf Kulturen (Bakterien, Hefen, Schimmel) und Oberflächen gemäß EN 13697.

Sonstige Angaben (Materialkompatibilität...):
siehe wissenschaftliche Unterlagen.

Bereitstellung des Strahlensterilisations-Zertifikats, des Analysezertifikats, des Endotoxingehalts und der Prüfungen auf Keimfreiheit für jede Charge.

ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP sterile

PHYSIKO - CHEMISCHE DATEN

- Klare, farblose Flüssigkeit
- Charakteristischer Geruch
- Dichte bei 20°C : $0,861 \pm 0,010$

VORSICHTSMASSNAHMEN

Gefährlich. Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Regelungen für die Klassifizierung und Beschriftung chemischer Produkte). Bitte verwenden Sie die Biozide mit großer Vorsicht. Vor der Verwendung lesen Sie den Produktaufkleber und die das Produkt betreffenden Informationen bitte sorgfältig durch. Zwischen + 5°C und +25°C aufbewahren. Biozidprodukt für die Desinfektion von Oberflächen (Gruppe 1-TP 2) - Anwendung nur von Fachleuten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Unverdünnt verwendbar für zuvor gereinigte Oberflächen. Vor Betreten der Zone mit kontrollierter Atmosphäre die erste Verpackung entfernen. Die zweite Verpackung vor dem Erstgebrauch entfernen. Gleichmäßig auf der zu behandelnden Oberfläche oder auf einem Reinigungstuch auftragen, unter Beachtung der angegebenen Kontaktzeit für die angestrebte antimikrobielle Aktivität. In ausreichender Menge (+/- 30 ml/m²) auftragen und sicherstellen, dass die Oberflächen während der gesamten Desinfektionsdauer feucht bleiben. Für häufige Anwendungen und die Reinigung des Anwendungsmaterials beziehen Sie sich bitte auf den Hygiene-Plan vor Ort.

GEBINDE

12 x 1l spray Doppelverpackung, strahlensterilisiert : 316.759

12 x 400ml aerosol (Taschengröße), Doppelverpackung, strahlensterilisiert : 316.788