

Klercide™

Neutral Detergent

Ein steriles, neutrales und nicht ionisches Reinigungsmittel mit wenig Rückständen, das für die Reinigung von kritischen Bereichen konzipiert wurde.

Vorteile

■ Sehr effektiv

Das Klercide Neutral Detergent, neutrale Reinigungsmittel ist besonders geeignet zur Entfernung von Desinfektionsmittelrückständen, öligen und klebrigen Verschüttungen oder nach Instandhaltungsarbeiten. Es eignet sich für die Oberflächenreinigung von Begasungsisolatoren.

■ Einfache Anwendung

Es ist als nicht korrosiv klassifiziert und kann so für die meisten Anwendungen in Reinnräumen eingesetzt werden. Mit der variablen Sprühdüse kann Flüssigkeit entweder als Strahl oder als Sprühnebel abgegeben werden, was vor allem in kritischen Bereichen von Vorteil ist. Alternativ können Konzentrate in Einmaldosis für den Einsatz mit Moppsystemen einfach verdünnt werden.

■ Für den direkten Produktkontakt geeignet

Das Klercide Neutral Detergent, neutrale Reinigungsmittel ist ein steriles, nicht ionisches und neutrales Reinigungsmittel mit wenig Rückständen, die durch Abspülen leicht entfernt werden können.

Beschreibung

Das Klercide Neutral Detergent, neutrale Reinigungsmittel besitzt einen pH-Wert von 6,7-7,3 und ist ein Gemisch aus entionisiertem Wasser und einem Fettalkohol-Ethoxylat. Es wurde auf 0,2 µm filtriert, in einem Reinraum der Klasse C (ISO-Klasse 7) abgefüllt und doppelt verpackt und danach bei mindestens 25 kGy gammabestrahlt.



Es wurde konzipiert, um Kontaminationen in kritischen Bereichen wie Reinräumen, Isolatoren, an Produktionsgeräten, sowie von allen nicht porösen Oberflächen zu entfernen. Es ist besonders effektiv bei öligen und klebrigen Verschüttungen oder nach Instandhaltungsarbeiten.

Alle Sprühflaschen besitzen das patentierte SteriShield Delivery System mit der variablen Sprühdüse. Das einzigartige Design des SteriShield Delivery Systems fungiert als geschlossenes System, das die Sterilität des Inhaltes während der gesamten Verwendungsdauer aufrecht hält.

Das gebrauchsfertige Produkt ist in 1-Liter-Flaschen mit Sprühkopf und in 5-Liter-Kanister erhältlich. Für größere Bereiche ist außerdem eine praktische Einmaldosis von 100 ml Konzentrat, das mit Wasser geeigneter Qualität verdünnt werden kann, verfügbar.

Anwendungsprotokoll

Gebrauchsfertig

Das gebrauchsfertige Produkt wird mit einem Reinraumwisch Tuch oder -mopp direkt auf porenfreie Oberflächen aufgetragen. In Bereichen, in denen Rückstände vollständig beseitigt werden müssen, kann die Fläche mit Alkohol, wie z. B. Klercide 70/30, oder mit Klercide WFI Quality Water abgewischt werden.

Konzentrat

Verdünnen Sie das Konzentrat mit 4,9 Liter Wasser von geeigneter Qualität. Vor Gebrauch gut mischen. Die verdünnte Flüssigkeit kann dann direkt mit einem Mopp für Reinräume (z. B. Klercide Moppsystem) oder einem Reinraumwisch Tuch auf die nicht poröse, harte Oberfläche aufgetragen werden.

Sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Validierung

Der Hersteller ist gemäß EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, EN ISO 14001:2004 und der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG zugelassen.

Analysen- und Bestrahlungszertifikate liegen jeder Charge bei

Die Haltbarkeit beträgt 2 Jahre.

Produktcodes

CODE	OLD CODE	LANGUAGES ON LABEL	DESCRIPITON	WATER QUALITY	STERILE / FILTERED	SIZE	UNIT OF SALE
3078790	3035200	GB;DE;FR;IT; ES;NL	Klercide Neutral Detergent	DI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3078770	9052550	GB;DE;FR;IT; ES;NL	Klercide Neutral Detergent	DI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3078810	3057900	GB;DE;FR;IT; ES;NL	Klercide Neutral Detergent Unit Dose Concentrate	DI	Sterile	100ml	50 bottles x 100ml

Weitere Informationen erhalten Sie über info@ecolab.com oder auf www.ecolab.com