

Klerwipe™

Sterile Biocide Impregnated Wipes

Sterile, partikelarme Wischtücher, mit Klercide Quat / Biguanide, Klercide Sporicidal Chlorine / Quat, Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide oder Klercide Amine getränkt, im praktischen, wiederververschließbaren Beutel.

Vorteile

■ Sehr effektive Biozide

Klerwipe Sporicidal Chlorine / Quat und Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide kontrollieren die meisten Kontaminierungsrisiken, einschließlich bakterieller Sporen.

Klerwipe Quat / Biguanide und Klerwipe Amine besitzen eine Breitbandwirkung. Die Biozide können effektiv in einem Rotationsverfahren eingesetzt werden.



■ Schnelle und wirksame Anwendung

Mit den saugfähigen Wischtüchern können Flächen, Geräte und Produktionskomponenten schnell gereinigt und desinfiziert werden. Die Wischtücher bleiben während der Benutzung feucht und gewährleisten, dass das Biozid gleichmäßig auf den gesamten Oberflächenbereich aufgetragen wird. Durch Wischen kann die Wirksamkeit des Reinigungs- und Desinfektionsvorgangs verbessert werden.

■ Einfache Anwendung

Die Polyethylenverpackung für Klerwipe Quat / Biguanide und Klerwipe Amine besitzt das Klertear-Design, wodurch sie auch mit Handschuhen einfach zu öffnen ist. Die Klerwipes sind so gefaltet, dass sie leicht aus dem Beutel entnommen werden können. Alle Biozide sind unter normalen Anwendungsbedingungen nicht korrosiv und können so für die meisten Reinraumzwecke verwendet werden. Durch den Einsatz von Wischtüchern in kritischen Bereichen wie Isolatoren wird das Korrosionsrisiko reduziert, da der Großteil der Biozide wieder von der Oberfläche entfernt wird.

■ Ideal für sterile Umgebungen

Jeder doppelt verpackte, wieder verschließbare Beutel enthält 15 partikelarme Wischtücher. Diese Menge ist für die meisten Anwendungsbereiche ausreichend.

Beschreibung

Die Wischtücher werden entweder mit Klercide Quat / Biguanide, einer quarternären Ammonium-Biguanid-Mischung, mit Klercide Sporicidal Chlorine / Quat, einer Mischung aus stabilisiertem Chlordioxid und einer quarternären Ammoniumverbindung, mit Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide, einer Mischung aus 6 % Wasserstoffperoxid und entionisiertem Wasser, oder mit Klercide Amine, einem amphoteren Tensid getränkt.

Die Wischtücher werden in einem Reinraum der Klasse C (ISO-Klasse 7) verpackt und steril geliefert, entweder durch Gammabestrahlung oder durch sterile Verarbeitung gemäß einem validierten Verfahren. Jeder Beutel wird doppelt verpackt geliefert.

Die 200 mm x 200 mm großen Wischtücher bestehen aus einem bindemittelfreien, Vliesstoff aus einem Cellulose/Polyester-Gemisch, 68 g/m².

Jeder Beutel enthält 15 Wischtücher, damit es nach einer Herstellungssitzung keinen Materialabfall gibt. Der Beutel ist leicht wiederverschließbar, um die Wischtücher vor dem Austrocknen zu schützen. Der Beutel selbst erzeugt keine Partikelkontamination.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Validierung

Der Hersteller ist gemäß EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 EN ISO 14001:2004 und der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG zugelassen.

Zertifikate für Analysen und Bestrahlung sind für jede Charge Klerwipe Quat / Biguanide and Klerwipe Amine erhältlich.

Zertifikate für Analysen und Sterilität sind für jede Charge Klerwipe Sporicidal Chlorine / Quat and Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide erhältlich.

Klerwipe Quat / Biguanide and Amine – Haltbarkeit von 2 Jahren.

Klerwipe Sporicidal Chlorine / Quat and Sporicidal Low Residue Peroxide – Haltbarkeit von 1 Jahr.

Produktcodes

| CODE | OLD CODE | LANGUAGES ON LABELS | DESCRIPTION | WATER QUALITY | STERILE / FILTERED | SIZE | UNIT OF SALE |
|---------|----------|-----------------------|--|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 3079270 | 3035890 | GB;DE;FR;IT; ES;NL | Klerwipe Quat / Biguanide | DI | Sterile | 200x 200mm | 20 Packungen x 15 Wischtücher |
| 3079290 | 3035900 | GB;DE;FR;IT; ES | Klerwipe Sporicidal Chlorine / Quat | DI | Sterile | 200x 200mm | 20 Packungen x 15 Wischtücher |
| 3079320 | 3035910 | GB;DE;FR;IT; ES;NL | Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide | DI | Sterile | 200x 200mm | 20 Packungen x 15 Wischtücher |
| 3079230 | 3035920 | GB;DE;FR;IT; ES | Klerwipe Amine | DI | Sterile | 200x 200mm | 20 Packungen x 15 Wischtücher |

Weitere Informationen erhalten Sie über infocc@ecolab.com oder auf www.ecolabcc.com