

<p>CODE</p> <p>S1015582</p>	<p>DESCRIPTION: TOP - BOTTES SEMELLE ANTIDERAPANTE 28 cm –STERILE ETO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insérer un pair de bottes (rèf 11015565) dans le sachet 2. Etiqueter et DOUBLE SACHET 3. carton de 50 paires (protégés par une enveloppe de polyéthylène) 4. Stérilisation ETO
---	---

Fig. modèle et dimensions



Réf 11015565

Etiquette pour sachet

STERILINE DISPOSABLE



- 1 PAIO DI CALZARI IN TYVEK SALDATI CON SUOLA ANTISCIVOLO - MIS. PICCOLA

STERILE ETO

COD. S1015582

Lotto Ch.-B. Batch no. No. de lot	Data ster. Steril.-Dat. Steril. date	Scadenza Expiry Peremption Verfall
--	--	---

Contenuto sterile, fino a che la confezione resta intatta. Monouso.

Inhalt steril, solange Packung unversehrt. Für einmaligen Gebrauch.

Conteúdo sterile unless package is damaged. Single use only.

Verifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Inhoud steril, zolang peel outverpakkingen onbeschadigd zijn. Voor é érnmalig gebruik.

Contenido estéril tanto tiempo que el envase sea intacto, para sólo uso.

INDUTEX S.p.A.
Via San Francesco n°8/10 - 20011 CORBETTA - MI
Tel. 02/972.387.11 Fax 02/972.387.99

Etiquette pour carton

STERILINE DISPOSABLE



18034058076068



- 1 PAIO DI CALZARI IN TYVEK SALDATI CON SUOLA ANTISCIVOLO - MIS. PICCOLA

STERILE ETO

COD. S1015582 50 PAIA

Lotto Ch.-B. Batch no. No. de lot	Data ster. Steril.-Dat. Steril. date	Scadenza Expiry Peremption Verfall
--	--	---

Contenuto sterile, fino a che la confezione resta intatta. Monouso.

Inhalt steril, solange Packung unversehrt. Für einmaligen Gebrauch.

Conteúdo sterile unless package is damaged. Single use only.

Verifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Inhoud steril, zolang peel outverpakkingen onbeschadigd zijn. Voor é érnmalig gebruik.

Contenido estéril tanto tiempo que el envase sea intacto, para sólo uso.

INDUTEX S.p.A.
Via San Francesco n°8/10 - 20011 CORBETTA - MI
Tel. 02/972.387.11 Fax 02/972.387.99