

SAVON DOUX

Haute Fréquence

Milde Seife
zum einfachen
Händewaschen



- Seit 1986 im Krankensektor referenziertes Produkt
- Mit Glycerin angereichertes Produkt: schützt und bewahrt den Feuchtigkeitsgehalt der Epidermis
- Sehr hohe kutane Toleranz: die waschende und nicht waschaktive Wirkung vermeidet das Entstehen von Hautreizungen oder Entzündungen der Haut

INDIKATIONEN

Milde Seife für das einfache Händewaschen und die normale Körperpflege im Krankensektor.

MERKMALE

- Farblose, amberfarbene Flüssigseife.
- Produktformel auf der Grundlage von natürlichen Fettsäuren.
- pH - Wert des Produktes: ca. 6,5 pH.
- Die durchschnittliche Viskosität eignet sich für beliebige Spendertypen.

GEBRAUCHSFERTIG

1 Mal auf die Pumpe drücken



SAVON DOUX

Haute Fréquence

Milde Seife zum einfachen Händewaschen

GEBRAUCHSANLEITUNG



1

Die Hände bitte mit Wasser befeuchten (bitte keinen Schmuck und keinen Nagellack auf den Fingernägeln tragen). Geben Sie eine Dosis auf die innere Handfläche.



2

Seifen Sie Ihre Hände mindestens 30 Sekunden lang gründlich ein, ohne hierbei die Fingerspitzen, die Zwischenräume zwischen den Fingern, den Handrücken und die Handgelenksknöchel zu vergessen.



3

Spülen Sie die Seife mit Leitungswasser wieder sorgfältig ab.



4

Trocknen Sie sich durch das Abtupfen mit Einmalhandtüchern wieder ab. Falls erforderlich drehen Sie den Wasserhahn ohne ihn direkt zu berühren mithilfe eines weiteren Handtuches wieder zu.

INHALTSSTOFFE

Aqua (Water), Lauramphocarboxyglycinate (and) Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).

MERKMALE

- Resistent gegen die Biokontamination während der Verwendung: 3 Monate.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Bitte beziehen Sie sich auf den Produktaufkleber.
Lagerung zwischen +5°C und +35°C.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | 12 Produktbehälter mit 500 ml Inhalt aufgeschraubte Pumpe..... | Ref. 205.228 |
| 2 | 12 Produktbehälter mit 500 ml Inhalt für Produktpender..... | Ref. 205.110 |
| 3 | 12 Produktbehälter mit 1 Liter Inhalt aufgeschraubte Pumpe..... | Ref. 205.229 |
| 4 | 12 Airless - Produktbehälter mit 1 Liter Inhalt..... | Ref. 205.144 |
| 5 | 4 Kanne, mit 5 Liter Inhalt..... | Ref. 205.034 |



Auf Anfrage hin sind Produktinformationen über die Produktpender und die Produkthalter verfügbar.