



## Eco-Bac Wipes

### LINGETTES DÉSINFECTANTES

Eco-Bac Wipes sont des lingettes non-tissé imprégnées d'une solution désinfectante. Ces lingettes permettent un nettoyage intermédiaire pour contribuer à une hygiène parfaite pendant le travail dans de nombreux domaines.

Action des Eco-Bac Wipes :

- bactéricide sur 5 minutes
- levurocide sur 15 minutes

Homologation des Eco-Bac Wipes :

EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 1275, EN 1650, EN 13697

• **Propreté**


Les lingettes jetables conviennent pour toutes les applications d'hygiène. Elles nettoient et désinfectent en même temps.

• **Sécurité**


Lingettes à utilisation individuelle afin d'éviter toute contamination croisée. Un large spectre d'action visant à améliorer la sécurité dans le domaine de la transformation des produits alimentaires.

• **Efficacité**


À base d'alcool, à action rapide, convient également à la désinfection des surfaces, utilisation facile, ni mélange ni dilution sont nécessaires, pas de rinçage.



#### UTILISATION



1. Respecter les consignes d'utilisation conformément au plan de nettoyage et de désinfection.



2. Enlever les restes alimentaires et résidus non incrustés des surfaces lavables.

3. Retirer les lingettes de la boîte.


4. Chaque lingette est à usage unique. Ne jamais utiliser des lingettes desséchées ou usagées pour désinfecter d'autres surfaces.

Risque de contamination croisée ! Pour une action désinfectante sur toute la surface, appliquer avec chevauchement.



30 sec - 15 min

5. Respecter le temps d'action.



6. Éliminer les lingettes immédiatement après leur utilisation.

7. Ne pas rincer.

#### CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Exclusivement pour un usage professionnel !

Ne pas mélanger avec d'autres produits ! Éliminer uniquement des emballages vides et fermés.

Utiliser le produit désinfectant en toute sécurité. Lire l'étiquette et les informations relatives au produit avant l'utilisation.

#### INFORMATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LES PRODUITS BIOCIDES

Composition : 100 g de solution d'imprégnation contiennent 30 g de propan-2-ol comme substance active.

#### CONDITIONNEMENT

Jumbo Box :

6 boîtes contenant 150 lingettes

#### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver exclusivement dans l'emballage d'origine.

Stocker entre 0°C et 40°C