

## Seraman® medical



La combinaison  
de l'hygiène et du soin



- regraissant
- sans savon

# Seraman® medical



Seraman® medical conserve l'acidité naturelle protectrice de la peau. Convient particulièrement pour des lavages fréquents, bains et douches, car Seraman® medical maintient le pH naturel de la peau et empêche son dessèchement.

## Nos prestations

- Combinaison de tensioactifs particulièrement agréables à la peau
- Valeur pH 5,0, comparable à celui de la peau
- Adjonction d'agents regraissants
- Parfums soigneusement choisis
- Expertisé dermatologiquement
- Substances très efficaces, composition équilibrée
- Sans savon

## Vos avantages

- Nettoie la peau en douceur
- Conserve l'acidité naturelle protectrice de la peau
- Maintient la peau et les mains agréablement douces et souples même lors d'utilisations fréquentes
- Soigne la peau et protège du dessèchement
- Parfum agréable, peu de potentiel allergène
- Excellente compatibilité avec les produits de désinfection pour les mains à base d'alcool
- Economique à l'emploi
- Formule particulièrement riche, utilisable pour les personnes ayant une incompatibilité connue au savon et souffrant d'allergies

## Domaine d'emploi

- En clinique, dans les cabinets médicaux, homes de convalescence et pour personnes âgées
- Pour les médecins, le personnel soignant et les patients
- Pour les personnes ayant une peau sensible, tels que enfants, nourrissons, patients à soigner et personnes âgées

## Domaine d'utilisation

- Pour un nettoyage des mains doux et ménageant lors de la désinfection chirurgicale et hygiénique des mains, convient pour la peau soumise à de fréquents lavages (comme par exemple en salle d'opérations et aux soins intensifs).
- Pour les ablutions et la douche, convient également au soin intime et au lavage des cheveux
- Pour le bain

## Recommandations d'utilisation

- Pour un nettoyage des mains, appliquer Seraman® medical sur les mains, faire mousser avec de l'eau et rincer
- Pour les ablutions du corps, appliquer Seraman® medical sur une éponge humide ou sur une lavette
- Pour le bain, verser Seraman® medical avant de faire couler l'eau dans la baignoire



Utilisation facile et hygiénique grâce à notre distributeur mural Dermados

## Unités de vente Seraman® medical

500 ml flacons distributeurs 24 x 500 ml SER 4

Bidon de 6 l 1 x 6 L SER 6

Pour une utilisation facile et hygiénique nous recommandons notre distributeur mural:

Dermados 1 pièce GSN2N pour flacons 500 ml



## Ingredients (INCI):

Aqua, Sodium myreth Sulfate, TEA-Cocoyl Hydrolyzed Collagen, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Stearamide MEA, Oleamide DEA, Cocamide DEA, Ammonium Sulfate, Sodium Benzoate, Parfum

# ECOLAB®

Ecolab GmbH & Co. OHG  
P.O. Box 13 04 06  
D-40554 Düsseldorf  
Phone ++49 / 2 11 / 98 93-0  
Fax ++49 / 2 11 / 98 93-384

Ecolab AG  
Kriegackerstr. 91  
CH-4132 Muttenz  
Phone ++41 / 0 61 / 4 66 94-66  
Fax ++41 / 0 61 / 4 66 94-55

Ecolab GmbH  
Erdbergstraße 29  
A-1030 Wien  
Phone ++43 / 01 / 7 15 25 50 - 2800  
Fax ++43 / 01 / 7 15 25 50 - 2850

www.ecolab.com