



2965-10

2968-10

2969-10

## SAFE+MASK® PREMIUM NORMASKIN / Type II à élastiques Dispositif Médical de Classe I

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Média haute filtration (polypropylène)
- 2 élastiques larges et confortables
- Non-tissé des biais en polypropylène très doux
- Pliage anatomique limitant les fuites au visage
- Barrette nasale anti-buée intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Production en salle propre ISO 8 (contrôle particulière et microbiologique)

#### Préconisations :

- Utilisation par les soignants pour les différents types de soins
- Un masque souillé durant l'intervention doit être changé
- Adapté pour le déplacement des patients (adultes) contagieux au sein de l'établissement hospitalier

2969-10



2965-10






2968-10



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	<b>Safe+Mask® Premium NormaSkin – Type II à élastiques</b>
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Couche int :	Thermobond polypropylène Hypoallergénique blanc
Filtre :	Complexe PP (Meltblown + Spunbond)
Lien :	Elastiques
Dimension :	90 x 175 mm (± 5 mm)
Poids unitaire :	2,8 g (± 10%)
Conditionnement :	Boîte distributrice de 60 unités
Origine :	France

Article	Couleur
2965-10	Bleu 
2968-10	Vert 
2969-10	Blanc 



### Données de Filtration et Confort - NF EN 14683:2014 Type II

Mesures réalisées par le laboratoire NELSON (rapport disponible sur demande)

Données	Niveau exigé	Nom du laboratoire	Numéro de rapport	Date du Rapport	Moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
EFFICACITE DE FILTRATION: BFE (%)	98	NELSON	1033927-S01	16/04/2018	98,66	98,2	99,0
DELTA P (Pa/cm²)	29,4	NELSON	1033927-S01	16/04/2018	16,34	15,6	17,5
PFE PARTICULE 0,1µm (%)		NELSON	614275	16/01/2012	98,96	98,9	99,0
DUREE D'UTILISATION: BFE		NELSON	1033927-S01	16/04/2018	4H: BFE = 98,20%		

### Données Microbiologiques (Mesures réalisées par le laboratoire MICROSEPT)

Evaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes EN 14683: 2014 & NF EN 11737: 2006  
 Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques, sur demande

2965-10

2968-10

2969-10

# SAFE+MASK® PREMIUM NORMASKIN / Type II à élastiques

Dispositif Médical de Classe I

## Evaluation Biologique - NF EN 14683:2014

	Référentiel	Niveau exigé	Laboratoire	Numéro de rapport	Date du Rapport	Résultats
Test d'irritation cutanée	ISO 10993-10	non irritant	NAMSA	231037	21/06/2017	non irritant
Cytotoxicité	ISO 10993-5	absence de cytotoxicité	NELSON	1030858-S01	22/03/2018	absence de cytotoxicité
Sensibilisation	ISO 10993-10 et -10A	voie topique: non sensibilisant	NAMSA	231038	19/07/2017	voie topique: non sensibilisant
		voie intradermique: non sensibilisant				Voie intradermique: non sensibilisant

## CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE

Fabriqué sous un système certifié EN ISO 13485

Conforme aux normes harmonisées applicables EN 14683 et EN ISO 14971

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de vie du produit : 5 ans.

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



### Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette
2965-10	400 x 400 x 220	3,9	60 cartons
2968-10			(10 couches de 6 cartons)
2969-10			

### Caractéristiques boîte distributrice

Taille mm	QTE
211 x 97 x 97	16 boîtes distributrices de 60 pièces



### Codes EAN

Article	Carton	Boîte distributrice
2965-10	8 718 007 908 374	8 718 007 908 381
2968-10	8 718 007 908 398	8 718 007 908 404
2969-10	8 718 007 908 411	8 718 007 908 428



# Medicom®

Medicom Healthcare BV  
Parallelweg 80a | 3931 MT Woudenberg | The Netherlands  
cs@medicom-eu.com | +31 332 866 460