

FICHE PRODUIT **KIT D'INTERVENTION D'URGENCE G1**



🔥 **Description :** Container à roulette avec couvercle

🔥 **Capacité d'absorption :** 200 litres

🔥 **Applications :** Kit d'intervention d'urgence pour l'absorption de fuites et déversements accidentels dans l'industrie, les laboratoires, le transport, l'environnement, etc.

🔥 **Composition :** Absorbants et chiffons d'essuyage non-tissés en Polypropylène.

Quantité	Produits
120	Feuille simple épaisseur dimensions 40 x 50 cm
4	Boudin diam 7cm x 1.20 m
4	Boudin diam 7cm x 3m
2	Coussin 40 x 40 cm
25	Chiffons d'essuyage
2	Paire de gants
10	Sac de récupération

🔥 **Utilisation :** After and accidental spill, put the gloves on and contain the polluted area with the sock. Put the sorbents on the spilled liquid.
 After absorption, clean the residues with the wipes and put the soaked sorbents in the disposal bags.

🔥 **Produits :**

Liquides absorbés	Hydrocarbures		Tout produit	
Couleur	BLANC	BLEU	GRIS	JAUNE
Codes produits	KWG1	KBG1	KGG1	KCG1

🔥 **Logistics :**

Unité de vente :	Container à roulette avec couvercle en PEHD – Dim: 57 x 73 x 106 cm, 28 kg
Unité/palette	2 containers par palette
Stockage	Au sec et à l'abri de la lumière. Ne craint pas le gel
Elimination	Selon la réglementation en vigueur pour les produits absorbés